

Weithals-Rührfermenter #23593

Weithals-Rührfermenter 2000 ml (#23606), mit einem von oben in die Flüssigkeit hängenden Rührer für Zell-Suspensionen, mit austauschbaren Standard Schott Weithals Gefäßen , inkl. Deckel.

Wide-neck stirring fermenter

Wide-neck stirring fermenter 2000 ml, with a top-mounted impeller for cell suspensions, using interchangeable standard MyFerm III GLS 80 wide-neck vessels, including lid.



Bestehend aus / Consisting of:

Artikel / Spare part:

Magnetrührwerkzeug für MyFerm III	L14023210
Magnetic stir tool for MyFerm III, Rührwerkzeug, Flügelförmig	L14023210B
Stirring tool, wing-shaped	
Reaktionsgefäß GLS 80, 2000 ml	102112715
Reaction vessel GLS 80,complete, 2000ml	
Abluftfilter/ BelüftungsfILTER	L14023110
Exhaust air filter/ Ventilation filter	
Heberohr/Entnahmeverrichtung für 2 Liter device (Tube) for 2-liter for filling or emptying	L140231202
Verschraubung GL 18 für ä. D 8,0 mm	886762962
Screw joint GL 18 for ä. D 8.0 mm	
Magnetrührwerk für Bioreaktor MyFerm III	L14023203
Magnetic stirrer for bioreactor MyFerm III	
Elektronischer Temperaturregler	L14020TER
Electronic laboratory controller,	
Heizmanschette für Zellkulturflasche	L14020T818
Heating jacket for cell culture flask	

Weithals-Rührfermenter-#23593-2000